


# PALAMIX®

## Verfügbare Schnorchel und Pressuriser



Schnorchel und Pressuriser	Beschreibung	Inhalt	REF
Enthalten in PALAMIX® uno*	PALAMIX® Schnorchel Standard; Länge: 204,0 mm; Ø 11,3 mm PALAMIX® Schnorchel Kurz; Länge: 80,5 mm; Ø 11,3 mm Spatula Clip für das Knie zur Applikation einer dünnen Zementschicht Femursiegel zur Druckbeaufschlagung bei Hüft-Operationen Knie-Pressuriser zur Druckbeaufschlagung bei Knie-Operationen	1 1 1 1 1	66057893
Enthalten in PALAMIX® duo*	PALAMIX® Schnorchel Standard; Länge: 204,0 mm; Ø 11,3 mm PALAMIX® Schnorchel Kurz; Länge: 80,5 mm; Ø 11,3 mm Spatula Clip für das Knie zur Applikation einer dünnen Zementschicht Femursiegel zur Druckbeaufschlagung bei Hüft-Operationen Knie-Pressuriser zur Druckbeaufschlagung bei Knie-Operationen	2 2 2 1 1	66057897
Für den separaten Kauf	PALAMIX® Schnorchel Slim; Länge: 171,5 mm; Ø 7,0 mm PALAMIX® Schnorchel Medium; Länge: 240,0 mm; Ø 8,7–12,6 mm (konisch); biegsam	10 10	66036747 66043960

\* zu verwenden mit der PALAMIX® Zementpistole und PALAMIX® Vakuumpumpe

### Bestellen Sie einfach bei Heraeus.

Deutschland:  
Tel.: + 49 (0) 6181 35 30 00  
Fax: + 49 (0) 6181 35 33 66

Österreich:  
Tel.: + 43 (0) 1 5 22 25 80  
Fax: + 43 (0) 1 5 22 25 81

Schweiz:  
Tel.: + 41 (0) 43 333 72 72  
Fax: + 41 (0) 43 333 72 73