

palajet®

VERFÜGBARE AUFSÄTZE

Femoral Nozzle/Hip Nozzle*

- Aufsatz für Operationen an der Hüfte
- Maße: 252 mm x 9 mm**

Fan Spray Nozzle/Knee Nozzle*

- Aufsatz für Operationen am Knie
- Maße: 97 mm x 32,5 mm**




Shower Spray Nozzle

- Aufsatz für Operationen an der Wirbelsäule
- Maße: 97 mm x 32,5 mm**



Large Splash Shield

- Zusätzlicher Spritzschutz für Knie- und Wirbelsäulen-Aufsatz
- Maße: 120 mm x 58 mm**



Femoral Brush Nozzle

- Aufsatz für Operationen an der Hüfte (mit Bürstenkopf)
- Maße: 252 mm x 16 mm**

Alle Aufsätze ermöglichen eine gleichzeitige Spülung und Absaugung sowie die Anpassung des Spüldrucks.

* Enthalten im palajet® und palajet® AC System.


** Die Maße beinhalten nicht das Aufsteckelement.

palaJet®

REINIGEN & OPTIMIEREN

Jeder endoprothetische Eingriff stellt das OP-Team vor vielfältige Herausforderungen. Bei der Knochenbetteinigung erfordern die individuelle Anatomie der Gelenke und der Grad der Verunreinigung spezielle Hilfsmittel, um ein optimales Reinigungsergebnis als Basis für eine lange Prothesenstandzeit zu erreichen.

Das palaJet® Pulse-Lavage-System bietet für die besonderen Bedürfnisse bei unterschiedlichen endoprothetischen Operationen verschiedene Aufsätze, die sich mithilfe eines Klickmechanismus einfach auf das palaJet® Handstück stecken lassen und eine gründliche Reinigung ermöglichen.



Produkt	Beschreibung	Inhalt	REF
palaJet® Disposable Pulse Lavage System	Pulse-Lavage-System zum Einmalgebrauch, mit Knie- und Hüft-Aufsatz	10	5156831
palaJet® AC Disposable Pulse Lavage System	Pulse-Lavage-System/Handstück zum Einmalgebrauch, mit Knie- und Hüft-Aufsatz	10	5203575
palaJet® AC Power Adapter	Wiederverwendbares Netzteil für palaJet® AC Pulse-Lavage-System/Handstück zum Einmalgebrauch	1	5203576
palaJet® Femoral Brush Nozzle	Aufsatz für Operationen an der Hüfte (mit Bürstenkopf)	5	5167807
palaJet® Shower Spray Nozzle	Aufsatz für Operationen an der Wirbelsäule	5	5167808
palaJet® Large Splash Shield	Spritzschutz für Knie- und Wirbelsäulen-Aufsätze	5	5167809
palaJet® Fan Spray Nozzle/Knee Nozzle	Aufsatz für Operationen am Knie	5	5202875
palaJet® Femoral Nozzle/Hip Nozzle	Aufsatz für Operationen an der Hüfte	5	5202878

Bestellen Sie einfach bei Heraeus.

www.heraeus-medical.com



13000 DE