

palajet®

VERFÜGBARE AUFSÄTZE

Knie-Aufsatz*

- Aufsatz für Knieoperationen und andere Wundreinigungen
- Maße: 97 mm x 32,5 mm



Wirbelsäulen-Aufsatz

- Aufsatz mit reduziertem Spüldruck für Operationen an der Wirbelsäule
- Maße: 97 mm x 32,5 mm




Großer Spritzschutz

- Ergänzender Spritzschutz für die Knie- und Wirbelsäulen-Aufsätze bei intensiver Wundreinigung
- Maße: 120 mm x 58 mm

Hüft-Aufsatz*

- Aufsatz für gründliche Reinigung des Femurknochenbettes
- Maße: 252 mm x 8,4 mm



Femur-Bürsten-Aufsatz

- Aufsatz für Hüftrevisionen
- Maße: 252 mm x 8,4 mm



palaJet®

REINIGEN & OPTIMIEREN

Jeder endoprothetische Eingriff stellt das OP-Team vor vielfältige Herausforderungen. Bei der Knochenbettreinigung erfordern die individuelle Anatomie der Gelenke und der Grad der Verunreinigung spezielle Hilfsmittel, um ein optimales Reinigungsergebnis als Basis für eine lange Prothesenstandzeit zu erreichen.

Das Pulse-Lavage-System palaJet® bietet für die besonderen Bedürfnisse bei unterschiedlichen endoprothetischen Operationen verschiedene Aufsätze, die sich mithilfe eines Klickmechanismus einfach auf das palaJet®-Handstück stecken lassen und eine gründliche Reinigung ermöglichen.



Produkt	Beschreibung	Inhalt	REF
palaJet®	Pulse-Lavage-System zum Einmalgebrauch, mit Knie- und Hüft-Aufsatz	10	5156831
Femur-Bürsten-Aufsatz	Aufsatz für Hüftrevisionen (mit Bürstenkopf)	5	5167807
Wirbelsäulen-Aufsatz	Aufsatz für Operationen an der Wirbelsäule	5	5167808
Großer Spritzschutz	Spritzschutz für Knie- und Wirbelsäulen-Aufsätze	5	5167809

Bestellen Sie einfach bei Heraeus.

www.heraeus-medical.com



11771 DE