


PALACOS® R+G pro

Verfügbare Schnorchel und Pressuriser



Schnorchel und Pressuriser	Beschreibung	Inhalt	REF
Enthalten in PALACOS® R+G pro net 55*	pro Schnorchel Standard (vor dem Abbrechen); Länge: 210,0 mm; Ø 11,3–14,0 mm (konisch)	1	66044273
	pro Schnorchel Standard Kurz (nach dem Abbrechen); Länge: 50,0 mm; Ø 13,5–14,0 mm (konisch)	1	
	Femursiegel (Pressuriser für die Hüfte)	1	
Enthalten in PALACOS® R+G pro net 75*	pro Schnorchel Standard (vor dem Abbrechen); Länge: 210,0 mm; Ø 11,3–14,0 mm (konisch)	1	66044274
	pro Schnorchel Standard Kurz (nach dem Abbrechen); Länge: 50,0 mm; Ø 13,5–14,0 mm (konisch)	1	
	Femursiegel (Pressuriser für die Hüfte)	1	
Für den separaten Kauf	pro Schnorchel Medium; Länge: 241,0 mm; Ø 8,3–12,6 mm (konisch); flexibel pro Schnorchel Kurz mit Knie-Pressuriser; Länge: 65,0 mm; Ø 11,3 mm	10 10	66054436 66057202

* zu verwenden mit der PALAMIX® Zementpistole und PALAMIX® Vakuumpumpe

Bestellen Sie einfach bei Heraeus.

Deutschland:
Tel.: + 49 (0) 6181 35 30 00
Fax: + 49 (0) 6181 35 33 66

Österreich:
Tel.: + 43 (0) 1 5 22 25 80
Fax: + 43 (0) 1 5 22 25 81

Schweiz:
Tel.: + 41 (0) 43 333 72 72
Fax: + 41 (0) 43 333 72 73

www.heraeus-medical.com